



DORA

DORA

GB - DORA (not removable covers)

DORA chair is an Italian medical health care professional system. Thanks to its easily removable armrests, people with mobility problems can reach easier their seat position. In particular, you can easily move from a wheelchair to a bed or directly to the chair. Furthermore the Dora chair has a roller system that allows to move the chair with a person sitting on.

- 1 - The two arms of the chair can be easily removed, allowing easier access to the seat also from the sides. Also the repositioning of the arms is extremely fast and simple.
- 2 - The footrest has a movement completely independent from the one of the backrest, so it can be adjusted to facilitate the circulation of blood in legs with the back completely straight.
- 3 - In the relax position the backrest is lowered to the position to bring the body into a rest position totally horizontal, and then with a weight distribution of the whole body and a total relaxation of the muscles.
- 4 - The lift movement is ideal for simplifying the assumption of the upright position.
- 5 - Acting the lift movement, in the initial phase there is an horizontal lifting of the chair that allows, while remaining seated, to be raised to the height of a normal chair, so to get closer to a table and have the possibility to operate on it with ease.

F - DORA (non déhoussable)


Le fauteuil Dora est un système de soin de santé médicale. Grâce à ses accoudoirs facilement rémovibles, le système aide aux personnes ayant des problèmes de mobilité à s'asseoir. En particulier, on peut facilement passer d'un fauteuil sur roulettes ou d'un lit directement au fauteuil. En plus, le fauteuil Dora a un système de rouleaux qui permet de déplacer la chaise avec une personne assise.

- 1 - Les deux accoudoirs du fauteuil peuvent être facilement enlevés, permettant un accès plus facile à l'assise également sur les côtés. En plus, le repositionnement des accoudoirs est extrêmement simple et rapide.
- 2 - Le repose-pied a un mouvement entièrement indépendant de celui du dossier, de façon qu'il peut être ajusté afin de faciliter la circulation du sang dans les jambes avec le dos complètement droit.
- 3 - Dans la position relax le dossier est baissé au point déamener le corps dans une position de repos totalement horizontal, après avec une répartition du poids sur l'ensemble du corps et une relaxation totale des muscles.
- 4 - Le leveur est idéal pour simplifier l'assumption de la position verticale.
- 5 - Actionnant le mouvement releveur on a dans laphase initiale un levage horizontal du fauteuil qui permet, en restant assis, être élevé à la hauteur d'une chaise normale, afin de se rapprocher à une table pour avoir la possibilité d'y agir avec facilité.

ES - DORA (fundas no removibles)

El sillón Dora es un presidio médico. Gracias a sus brazos, fácilmente extraíbles, ayuda a las personas con dificultades de deambulación a sentarse. En particular se puede fácilmente pasar desde una silla de ruedas, o desde una cama directamente hasta el sillón. Además el sillón Dora está equipada de un sistema de ruedas que permite mover el sillón también con alguien sentado.

1. - Los brazos del sillón pueden ser fácilmente removidos permitiendo una accesibilidad más fácil a el asiento también a los dos lados. Aun la reposición de los brazos es extremadamente rápido y sencillo.
2. - El apoyapie tiene un movimiento completamente independiente de lo del respaldo, por eso puede ser regulado para facilitar la circulación de la sangre entre los artos inferiores aun con la espalda interamente derecha.
3. - En la posición de relajación el respaldo se abaja hasta llevar el cuerpo en posición de descanso totalmente horizontal, por tanto con una distribución del peso sobre todo el cuerpo y un total relajamiento de los musculos.
4. - El movimiento levanta personas es ideal para simplificar la asunción de la posición erecta.
5. - Activando el movimiento levanta personas, en la fase inicial se obtiene un levantamiento horizontal del sillón que permite, quedándose sentano, de ser levantados a la altura de una silla normal, pues de acercarse a una mesa y tener la posibilidad de actuar sobre eso con facilidad.



poltrona relax lift



Seduta in Memory

La seduta della poltrona monta una lastra di poliuretano Memory che garantisce il massimo comfort



Sistema Roller

Grazie ad un pedale posto dietro la poltrona si fanno fuoriuscire delle ruote che consentono di spostare la poltrona anche con una persona seduta sopra.



Meccanica con vernice Gold

La nuova meccanica DORAta (GOLD) è realizzata con vernici in polvere antimicrobiche che crea una barriera protettiva contro lo sviluppo dei microbi presenti sulle superfici e svolge un'azione di prevenzione contro cattivi odori, macchie e deterioramento.

Gli ioni d'argento contenuti nelle polveri della vernice hanno un effetto tossico su alcuni batteri, virus e muffe.



Schienale in Fiocco

Fibra cava siliconata che permette il passaggio dell'aria e quindi un'ottima traspirazione della cute.



Fodere lavabili



Sulla poltrona Dora viene montato di serie un doppio rivestimento facilmente removibile che può essere lavato ed igienizzato con la frequenza desiderata per poi essere rimontato velocemente.

Questo sistema garantisce una facile manutenzione e una grande praticità, lasciando la poltrona sempre rivestita e pronta all'uso.



Via Bernale 37/39/41 - 47122 Forlì
Tel. 0543 774346 - Fax 0543 777510
info@poltroneilbenessere.it - www.poltroneilbenessere.it



DORA (non sfoderabile)

La poltrona Dora è un presidio medico sanitario. Grazie ai suoi braccioli facilmente removibili, facilita la seduta anche a persone con difficoltà di deambulazione. In particolare si può facilmente passare da una sedia a rotelle o da un letto direttamente alla poltrona. Inoltre la poltrona Dora è dotata di un sistema Roller che permette di spostare la poltrona anche con una persona seduta.



decreto ministeriale
dispositivo medico 997257



1 - I due braccioli della poltrona possono essere facilmente rimossi, consentendo un più facile accesso alla seduta anche dai lati. Anche il riposizionamento dei braccioli è estremamente rapido e semplice.

2 - La pediera ha un movimento completamente indipendente da quello dello schienale, quindi può essere regolato per facilitare la circolazione del sangue negli arti inferiori anche con la schiena completamente dritta.

3 - Nella posizione relax lo schienale si abbassa a tal punto da portare il corpo in una posizione di riposo totalmente orizzontale, quindi con una distribuzione del peso su tutto il corpo ed un totale rilassamento dei muscoli.

4 - Il movimento lift alzapersona è ideale per semplificare l'assunzione della posizione eretta.

5 - Azionando il movimento lift-alzapersona si ha nella fase iniziale un sollevamento orizzontale della poltrona che permette, rimanendo seduti, di essere sollevati all'altezza di una normale sedia, quindi di avvicinarsi ad un tavolo ed avere la possibilità di operare su di esso con facilità.

